

Reyoungel[®]

ANTI AGE

Beauty

**See What
We Can Do For You**



BIOHA
LABORATORIES
MADE IN ENGLAND



Reyoungel®



1.Reyoungel Fine



2.Reyoungel Derm



3.Reyoungel Deep



4.Reyoungel Subskin



5.Reyoungel Meso Pure HA Syringe



6.Reyoungel Meso Pure HA



7.Reyoungel Meso Anti-Aging



8.Reyoungel Meso Brightening



9.Reyoungel Meso Lifting



10.Reyoungel Meso Lipolytic

1.REYOUNGEL FINE (DOLĞU)

Parametrləri:

İnyeksiya sahələri: Gözaltı Dolğu, incə qırıqlar və dermisin yuxarı hissəsi
İynə ölçüsü: 30G

HA Konsentrasiyası: 24mg / ml

Şpristin Həcmi: 1ml(1 qutuda 1 ədəd, 2 iynə), 2x1ml(1 qutuda 2 ədəd, 4 iynə)

Qalıcılıq müddəti: 6-18 ay

Təxminən ml hissəciklərinin miqdarı: 200,000

Hissəcik ölçüsü (mm): 0,10 ~ 0,15

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)



REYOUNGEL FINE (FILLER)

Parameters:

Injection Sites: Under-eye Filling and fine wrinkles ,Upper part of dermis

Needle Size: 30G

HA Concentration: 24mg/ml

Volume of syringe: 1ml(1 pieces in 1 box, 2 needle), 2x1ml(2 pieces in 1 box, 4 needle)

Duration: 6-18 months

Approximate number of gel particles ml: 200,000

Particle size(mm): 0.10~0.15

Storage: Room Temperature (2-30 degree)



2.REYOUNGEL DERM (DOLĞU)

Parametrləri:

İnyeksiya sahələri: Dodaq dolğusu(həcm) və Orta qırıqlar ,dermisin orta hissəsi
İynə ölçüsü: 27G

HA Konsentrasiyası: 24mg / ml

Şpristin Həcmi: 1ml(1 qutuda 1 ədəd, 2 iynə), 2x1ml(1 qutuda 2 ədəd, 4 iynə)

Qalıcılıq müddəti: 6-18 ay

Təxminən ml hissəciklərinin miqdarı: 100,000

Hissəcik ölçüsü (mm): 0,15 ~ 0,28

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)



REYOUNGEL DERM (FILLER)

Injection Sites: Lip filling (volume) and Medium wrinkles ,Middle part of dermis

Needle Size: 27G

HA Concentration: 24mg/ml

Volume of syringe: 1ml(1 pieces in 1 box, 2 needle), 2x1ml(2 pieces in 1 box, 4 needle)

Duration: 6-18 months

Approximate number of gel particles ml: 100,000

Particle size(mm): 0.15~0.28

Storage: Room Temperature(2-30 degree)



3.REYOUNGEL DEEP (DOLĞU)

Parametrləri:

İnyeksiya sahələri: Ağız ətrafı, Yanaq, Çənə, Burun, Dodaq, Dərin dermis qatı

İynə ölçüsü: 27G

HA Konsentrasiyası: 24mg / ml

Şpristin Həcmi: 1ml(1 qutuda 1 ədəd, 2 iynə),

2x1ml(1 qutuda 2 ədəd, 4 iynə),

2ml(1 qutuda 1 ədəd, 2 iynə), 2x2ml

(1 qutuda 2 ədəd, 4 iynə),

10 ml(1 qutuda 1 ədəd, iynəsiz)

Qalıcılıq müddəti: 6-18 ay

Təxminən ml hissəciklərinin miqdarı: 10,000

Hissəcik ölçüsü (mm): 0,28 ~ 0,50

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)



REYOUNGEL DEEP (FILLER)

Injection Sites: Nasolabial, Cheek, Chin, Nose, Lip, Deep layer of dermis

Needle Size: 27G

HA Concentration: 24mg/ml

Volume of syringe: 1ml(1 pieces in 1 box, 2 needle),

2x1ml(2 pieces in 1 box, 4 needle), 2ml(1 pieces in 1 box, 2 needle),

2x2ml(2 pieces in 1 box, 4 needle), 10 ml(1 pieces in 1 box, no needle),

Duration: 6-18 months

Approximate number of gel particles ml: 10,000

Particle size(mm): 0.28~0.50

Storage: Room Temperature(2-30 degree)

4.REYOUNGEL SUBSKIN (DOLĞU)

Parametrləri:

İnyeksiya sahələri: Bədən dolğusu(sərt dolğu), lokal depressiya, yumşaq toxuma, qalça böyüməsi

İynə ölçüsü: İynə yoxdur

HA Konsentrasiyası: 30 mg / ml

Şpristin Həcmi: 10 ml(1 qutuda 1 ədəd, iynəsiz),

20ml(1 qutuda 1 ədəd, iynəsiz),

Qalıcılıq müddəti: 9-18 ay

Hissəcik ölçüsü (mm): 0,5 ~ 1,25

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)

REYOUNGEL SUBSKIN (FILLER)

Injection Sites: Body filling (hard filling), local depression, soft tissue, buttock augmentation

Needle Size: No Needle

HA Concentration: 30 mg/ml

Volume of syringe: 10 ml(1 pieces in 1 box, no needle),

20 ml(1 pieces in 1 box, no needle)

Duration: 9-18 months

Particle size(mm): 0.5~1.25

Storage: Room Temperature(2-30 degree)



5.MESO PURE HA ŞPRİST(BİOREVİTALİZASIYA)

Parametrləri:

İnyeksiya sahələri: Üz nahiyyəsi,Boyun nahiyyəsi, Dekolite bölgəsi, Əllərin üstü

Funksiyası:Qırışların pigmentasiyasını azaldır, Parlaqlığı bərpa edir,Dəridə su saxlayır,Nəmləndirir, Dərini qidalandırır.

İynə ölçüsü: 27G,30G

HA Konsentrasiyası: 15mg / ml

Şpristin Həcmi:3ml(1 qutuda 1 ədəd,iynəsiz)

Tərkibi:Qarışıq molekul hialuron turşusu (Amin turşuları ilə hialuron turşusu)

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)



MESO PURE HA SYRINGE (BİOREVİTALİZASIYA)

Parameters:

Injection Sites:Face, Neck, Decollete area, Back of Hands

Function:Reduces the pigmentation of wrinkles, Restores shine, Moisturizes and Nourishes the skin.

Needle Size:27G,30G

HA Concentration:15mg/ml

Volume of syringe:3ml(1 pieces in 1 box,no needle)

Ingredient:Mixed molecule hyaluronic acid (Hyaluronic acid with Amino Acids)

Storage: Room Temperature (2-30 degree)



6.MESO PURE HA FLAKON (BİOREVİTALİZASIYA)

Parametrləri:

İnyeksiya sahələri: Üz nahiyəsi, Boyun nahiyəsi, Dekolite bölgəsi, Əllərin üstü

Funksiyası: Dərinin bərpası üçün, xüsusən həssas dəri, quru dəri və günəş yanıqından sonra dəri üçün yaxşıdır . Dərini bərpa edir, nəmləndirir, ləkələrin həll edir.

HA Konsentrasiyası: 15mg / ml

Həcmi: 5 ml (1 qutuda 5ml 10 ədəd, flakon)

Tərkibi: 5D Qarışıq Hialuron turşusu (Yüksək Molekül HA, Orta Molekül HA-THM, HA-T, Asetillənmiş HA, Aşağı molekül HA-TLM, Mini Hidroliz olunmuş HA), Seramid

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)

İstifadə qaydaları:

Birdəfəlik müalicə üçün 1-2 flakon üst dermisə və ya epidermislə dermisin qovşağına yeridilir. Beş dəfə kifayət qədər tam müalicə kursudur.

Birinci mərhələ: Üç dəfə intensiv müalicə. 2-3 həftəlik inyeksiya intervalı tövsiyə olunur, daha uzun enjeksiyon intervalı xəstələrdən asılı ola bilər.

İkinci mərhələ: Bir aylıq interval üçün iki dəfə

Gücləndirici təsir üçün müalicəni izləyin: 60 gün aralığını təklif edin, inyeksiya tezliyi xəstədən asılıdır



MESO PURE HA VIAL (BİOREVİTALİZASIYA)

Parameters:

Injection Sites: Face, Neck, Decollete area, Back of Hands

Function: Good for skin repairing, especially for sensitive skin, dry skin and skin after sunburn. It refreshes the skin, moisturizes, removes blemishes

HA Concentration: 15mg/ml

Volume of Vial: 5ml (10 pieces 5 ml in 1 box, vial)

Ingredient: 5D Compound Hyaluronic acid (High Molecule HA, Medium Molecule HA-THM, HA-T, Acetylated HA, Low molecule HA-TLM, Mini Hydrolyzed HA), Ceramide

Storage: Room Temperature (2-30 degree)


Directions for use:

1-2 vials for one time treatment inject into upper dermis or the junction of epidermis and dermis. Five times is a full course of treatment enough

First stage : Three times intensive treatment. 2-3 weeks injection interval is recommended. Can be longer injection interval depends on patients.

Second stage : Two times for one month interval

Follow up treatment for strengthening effect: **Suggest 60 days interval, injection frequency depends on patient.**



7.MESO ANTI-AGING (MEZOTERAPIYA HƏLLİ VƏ DƏRİNİN CAVANLAŞMASI)

Parametrləri:

İnyeksiya sahələri: Üz nahiyəsi, Boyun nahiyəsi, Dekolite bölgəsi, Əllərin üstü

Funksiyası: Amin turşusu kollagenlə birlikdə bütün üz üçün yaşlanma əleyhinə, xüsusən də qaranlıq göz dairəsi üçün ikiqat təsirlidir, Yaşlanmaya qarşı collagen tərkibli gözaltı qaralmaların həlli

HA Konsentrasiyası: 15 mg / ml

Həcmi: 4 ml(1 qutuda 4ml 10 ədəd, flakon)

Tərkibi: 3D Qarışıq Hialuron turşusu (Orta Molekül HA-THM, HA-T, Aşağı molekul HA-TLM, Mini Hidroliz olunmuş HA), Amin Turşusu (Prolin, Lisin, Leysin, Metionin, Histidin), Vitamin (A , B1, B2), Minerallar (K +), Kollagen (Hidroliz olunmuş Kollagen) HA-THM, HA-T, Asetillənmiş HA, Aşağı molekul HA-TLM, Mini Hidroliz olunmuş HA)

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)

İstifadə qaydaları:

Birdəfəlik müalicə üçün 1-2 flakon üst dermisə və ya epidermislə dermisin qovşağına yeridilir. Beş dəfə kifayət qədər tam müalicə kursudur.

Birinci mərhələ:Üç dəfə intensiv müalicə.2-3 həftəlik inyeksiya intervalı tövsiyə olunur, daha uzun enjeksiyon intervalı xəstələrdən asılı ola bilər.

İkinci mərhələ: Bir aylıq interval üçün iki dəfə

Gücləndirici təsir üçün müalicəni izləyin: 60 gün aralığını təklif edin, inyeksiya tezliyi xəstədən asılıdır



MESO ANTI-AGING (MESOTHERAPY SOLUTION AND SKIN REJAVUNATION)

Parameters:

Injection Sites: Face, Neck, Decollete area, Back of Hands

Function: Amino acid together with collagen, double effective for whole face anti-aging, especially for dark eye circle. Solution for darkening, containing collagen, anti-aging.

HA Concentration: 15 mg/ml

Volume of Vial: 4ml(10 pieces 4 ml in 1 box,vial)

Ingredient:3D Compound Hyaluronic acid (Medium Molecule HA-THM,HA-T,Low molecule HA-TLM,Mini Hydrolyzed HA), Amino Acid (Proline,Lysine,Leucine,Methionine,Histidine), Vitamin (A,B1,B2),Minerals (K+),Collagen (Hydrolyzed Collagen)

Storage: Room Temperature (2-30 degree)

Directions for use:

1-2 vials for one time treatment inject into upper dermis or the junction of epidermis and dermis.Five times is a full course of treatment enough

First stage :Three times intensive treatment.2-3 weeks injection interval is recommended.Can be longer injection interval depends on patients.

Second stage :Two times for one month interval

Follow up treatment for strengthening effect:Suggest 60 days interval,injection frequency depends on patient.



8.MESO BRIGHTENING (MEZOTERAPIYA HƏLLİ VƏ DƏRİNİN CAVANLAŞMASI)

Parametrləri:

İnyeksiya sahələri: Üz nahiyyəsi

Funksiyası: Dərini daha parlaq və ağ etmək;

Melaninin təsirli bir şəkildə qarşısının alınması;

Xarici mühitin səbəb olduğu dəri yaşlanmasını aradan qaldırmaq.

Üzü ağardır və rəngini açır.Dəriyə fərahlıq gətirir

HA Konsentrasiyası: 15 mg / ml

Həcmi: 4 ml(1 qutuda 4ml 10 ədəd,flakon)

Tərkibi: 3D Qarışıq Hialuron turşusu (Orta Molekül HA-THM, HA-T, Aşağı molekullu HA-TLM, Mini Hidroliz olunmuş HA),

Amin Turşusu (Prolin, Lysin, Lösin, Metionin, Taurin), Piqment İşıığı (Traneksamik turşu, Kojik turşusu ,% 5 Arbutin, sistein hidroxlorid)

Vitamin (A, B1, B2), Minerallar (K +)

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)

İstifadə qaydaları:

Birdəfəlik müalicə üçün 1-2 flakon üst dermisə və ya epidermislə dermisin qovşağına yeridilir. Beş dəfə kifayət qədər tam müalicə kursudur.

Birinci mərhələ:Üç dəfə intensiv müalicə.2-3 həftəlik inyeksiya intervalı tövsiyə olunur, daha uzun enjeksiyon intervalı xəstələrdən asılı ola bilər.

İkinci mərhələ: Bir aylıq interval üçün iki dəfə

Gücləndirici təsir üçün müalicəni izləyin: 60 gün aralığını təklif edin, inyeksiya tezliyi xəstədən asılıdır



MESO BRIGHTENING (MESOTHERAPHY SOLUTION AND SKIN REJAVUNATION)

Parameters:

Injection Sites: Face Area

Function: Making skin brighter and whiter;Effectively preventing melanin occur;Relieving skin aging caused by external environment. Whitens the face, Brightens and refreshes the skin

HA Concentration:15 mg/ml

Volume of Vial: 4ml(10 pieces 4 ml in 1 box,vial)

Ingredient:3D Compound Hyaluronic acid (Medium Molecule HA-THM,HA-T,Low molecule HA-TLM,Mini Hydrolyzed HA), Amino Acid (Proline,Lysine,Leucine,Methionine,Taurine),Pigment Lightening (Tranexamic acid,Kojic Acid,5% Arbutin,Cysteine hydrochloride)Vitamin (A,B1,B2),Minerals (K+)

Storage: Room Temperature (2-30 degree)

Directions for use:

1-2 vials for one time treatment inject into upper dermis or the junction of epidermis and dermis.Five times is a full course of treatment enough

First stage :Three times intensive treatment.2-3 weeks injection interval is recommended.Can be longer injection interval depends on patients.

Second stage :Two times for one month interval

Follow up treatment for strengthening effect:Suggest 60 days interval,injection frequency depends on patient.



9.MESO LİFTİNG (MEZOTERAPİYA HƏLLİ VƏ DƏRİNİN CAVANLAŞMASI)

Parametrləri:

İnyeksiya sahələri: Üz nahiyyəsi

Funksiyası: Dərini qaldırmaq; dərini nəmləndirmək; Oksidləşmə və məsamələri kiçiltmə; Müxtəlif amin turşuları kollagenin bərpasını təşviq edə bilər, dəri toxumasını yaxşılaşdırır və dərinin elastikliyi artırır.Lifting effekti verir.

HA Konsentrasiyası: 15 mg / ml

Həcmi: 4 ml(1 qutuda 4ml 10 ədəd,flakon)

Tərkibi: 3D Qarışıq Hialuron turşusu (Yüksək Orta Molekül HA-THM, HA-T, Aşağı molekul HA-TLM, Mini Hidroliz olunmuş HA), Amin Turşusu (Prolin, Triptofan, Alanin, İzolösin, Leysin, Aspartik Turşu, Tirozin, Glutamik Turşu , Fenilalalin, Arginin HCl, Lizin HCl, Valin, Treonin, Histidin HCl, Serin, Metionin, Sistin, Qlisin) Vitamin (A, B1, B2), minerallar (Na +)

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)

İstifadə qaydaları:

Birdəfəlik müalicə üçün 1-2 flakon üst dermisə və ya epidermisle dermisin qovşağına yeridilir. Beş dəfə kifayət qədər tam müalicə kursudur.

Birinci mərhələ:Üç dəfə intensiv müalicə.2-3 həftəlik inyeksiya intervalı tövsiyə olunur, daha uzun enjeksiyon intervalı xəstələrdən asılı ola bilər.

İkinci mərhələ: Bir aylıq interval üçün iki dəfə

Gücləndirici təsir üçün müalicəni izləyin: 60 gün aralığını təklif edin, inyeksiya tezliyi xəstədən asılıdır



MESO LIFTING (MESOTHERAPY SOLUTION AND SKIN REJAVUNATION)

Parameters:

Injection Sites: Face Area

Function: Lifting skin;hydrating the skin;Anti-oxidation and shrinking pores;A variety of amino acids can promote the regeneration of collagen,improve skin texture and enhance skin elasticity. Gives a lifting effect.

HA Concentration:15 mg/ml

Volume of Vial: 4ml(10 pieces 4 ml in 1 box,vial)

Ingredient:3D Compound Hyaluronic acid (High-Medium Molecule HA-THM,HA-T,Low molecule HA-TLM,Mini Hydrolyzed HA), Amino Acid (Proline,Tryptophan,Alanine,Isoleucine,Leucine, Aspartic Acid,Tyrosine,Glutamic Acid,Phenylalaline,Arginine HCl,Lysine HCl,Valine,Threonine,Histidine HCl,Serine, Methionine,Cystine,Glycine) Vitamin (A,B1,B2),Minerals (Na+)

Storage: Room Temperature (2-30 degree)

Directions for use:1-2 vials for one time treatment inject into upper dermis or the junction of epidermis and dermis.

Five times is a full course of treatment enough

First stage :Three times intensive treatment.2-3 weeks injection interval is recommended.Can be longer injection interval depends on patients.

Second stage :Two times for one month interval

Follow up treatment for strengthening effect:Suggest 60 days interval,injection frequency depends on patient.



10.MESO LIPOLYTIC (MEZOTERAPIYA HƏLLİ VƏ DƏRİNİN CAVANLAŞMASI)

Parametrləri:

İnyeksiya sahələri: Yanaq, Burun, Boyun, Çənə, Buxax, Qarın, Bel, Qollar, Əllər, Ayaqlar

Funksiyası: Artıq yağların əridilməsi

HA Konsentrasiyası: 3 mg / ml

Həcmi: 5 ml (1 qutuda 5 ml 10 ədəd, flakon)

Tərkibi: Hyaluronic Acid 3mg / ml, Nicotinamide 1mg / ml, Deoxychloic Acid 10 mg / ml, DMAE 5 mg / ml

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)

İstifadə qaydaları: Məhlul yağ toxumasına inyeksiya edilə bilər

Birinci mərhələ: Yanaq, Çənə, Boyun; birdəfəlik müalicə 3-4 ml, hər enjeksiyon tərəfi üçün 0,2-0,4 ml.

İnyeksiya sahəsinin məsafəsi 1 sm-dən az və dərinliyi 0,5 sm-dən daha dərin ola

bilməz. 2 həftə inyeksiya aralığı

İkinci mərhələ: Qarın, Bel, Qollar, Ayaqlar, Qalça birdəfəlik müalicə 5 ml, hər enjeksiyon tərəfi üçün 0,5-0,8 ml.

İnyeksiya sahəsinin məsafəsi 1 sm-dən az və dərinliyi 1 sm-dən daha dərin ola bilməz.

1 həftə inyeksiya aralığı 4-6 dəfə müalicə nəticəsini görə bilər



MESO LIPOLYTIC (MESOTHERAPY SOLUTION AND SKIN REJAVUNATION)

Parameters:

Injection Sites: Cheeks, Nose, Neck, Chin, Under the chin, Abdomen, Waist, Arms, Hands, Legs.

Function: It allows the excess fat to melt.

HA Concentration: 3 mg/ml

Volume of Vial: 4ml (10 pieces 4 ml in 1 box, vial)

Ingredient: Hyaluronic Acid 3mg/ml, Nicotinamide 1mg/ml, Deoxychloic Acid 10 mg/ml, DMAE 5 mg/ml

Storage: Room Temperature (2-30 degree)

Directions for use: The treatment can be injected into fat tissue

First stage : Cheek, chin, Neck; one time treatment 3-4 ml, 0.2-0.4 ml for each injection side.

The injection site distance can not less than 1 cm and depth can not deeper than 0.5 cm. 2 weeks injection interval

Second stage : Abdomen, Waist, Arms, Legs, Hips one time treatment 5 ml (on vial), 0.5-0.8 ml for each injection side.

The injection site distance can not less than 1 cm and depth can not deeper than 1 cm. **1 week injection interval**

4-6 times treatment can see result



Reyoungel®



hyaluronic acid dermal filler

3S

Decide your choice

Science

Fluent injection to bring out natural result
Slow and uniform degradation

Safety

Biofermentative and Non-animal origin
Fully biodegradable gel

Service

Excellent after-sale service
Professional technical support



GUIDELINES :

Before :

Before a treatment makeup and all other cosmetics should be removed to ensure the skin is clean. This can be done using an astringent or facial cleansing lotion. Using cold water will ensure that pores are not dilated. It is strongly advised to not take any anti-inflammatory drugs (e.g. Aspirin, Advil etc.) at least 3 days prior to treatment as they may increase swelling or bleeding at the injection site. It is also recommended to avoid alcohol, fish oil, ginkgo and omegas before treatment as well.

After :

For the first day or so after a treatment with Reyoungel, try to keep the face relaxed by not making any highly expressive facial movements and avoiding any strenuous exercise. It is also important not be exposed to extreme heat (e.g. sauna, tanning bed, etc.) for a few days after the treatment as this may reduce the longevity of the results. Unless instructed to, do not massage the injected area. Makeup can be reapplied immediately after the treatment.

Avoid :

It is important to remember to avoid the following things immediately before/after the treatment:

Advil, aspirin or other anti-inflammatory drugs ,Alcohol, Fish oil, Omegas, Strenuous exercise, Extreme heat or cold

TÖVSIYYƏLƏR:

Əvvəl:

Dərinin təmiz olmasını təmin etmək üçün müalicə etmək üçün makiyaj və digər bütün kosmetik vasitələr çıxarılmalıdır. Bu bir büzücü və ya üz təmizləyici losyon istifadə edilə bilər. Soyuq suyun istifadə olunması gözənlərin genişlənməməsini təmin edəcəkdir. Müalicədən ən azından 3 gün əvvəl hər hansı bir antiinflamatuar preparatı (məsələn, Aspirin, Advil və s.) Qəbul edilməməsi məsləhətdir. Çünki onlar müalicə sahəsindəki şişlik və qanaxmanın artmasına səbəb ola bilərlər. Ayrıca müalicədən əvvəl spirt, balıq yağı, ginkgo və omegadan qaçınmaq məsləhət görülür.

Sonra:

Reyoungel ilə müalicə olunduqdan sonra ilk gün üçün, üzünüzdə yüksək ifadəli üz hərəkətləri etmədən və hər hansı bir çətinlikli hərəkətdən qaçınmaqla üz rahat tutmağa çalışın. Müalicədən bir neçə gün sonra həddindən artıq istilərə (məsələn, sauna, səth yatağı və s.) Məruz qalmamaq vacibdir, çünki bu nəticələrin uzun ömürünü azalda bilər. Təlimata əməl edin, vurulan sahəni masaj etməyin. Müalicədən dərhal sonra makiyaj tətbiq edilə bilər.

Ehtiyat edin:

Müalicədən əvvəl / sonra dərhal aşağıdakılardan çəkinməyiniz vacibdir:

Advil, aspirin və ya digər antiinflamatuar preparatlar, Alkoqol, Balıq yağı, Omegalar, Gərgin məşq, Həddindən artıq istilik və ya soyuqluq

1. What is hyaluronic acid?

Hyaluronic acid is actually a natural structural component of skin, and, in fact, is present in connective tissue throughout the human body. It plays an important role in prevent wrinkles by providing elasticity and moisture.

2. What is Reyoungel?

Reyoungel is a top brand of dermal filler in England. It is cross-linked, non-animal original hyaluronic acid filler. Reyoungel offer a complete solution for treating facial lines and wrinkles, add volumeto the face and rejuvenate the look of the skin.

3. What are the risks involved with Reyoungel?

There is very little risk involved when being treated with Reyoungel. As Reyoungel is completely free of all animal products reducing the risk of an allergic reaction, and it will be biodegradable

4. What are the benefits of Reyoungel?

Reyoungel is a safe, effective dermal filler. It is minimally invasive with results that are instantaneous and last up to 6 -18 months on average.

5. Are there any side effects?

After injection, the patient may experience slight redness, swelling and bruising. Side effects should last no longer than a few days. Most patients do not experience any swelling at all.

1. Hialuron turşusu nədir?

Hialuron turşusu həqiqətən təbii bir struktur komponentidir və əslində insan bədənində birləşdirici toxuma mövcuddur. Bu elastiklik və nəm təmin edərək qırışların qarşısını almaqda əhəmiyyətli bir rol oynayır.

2. Reyoungel nədir?

Reyoungel, İngiltərədəki dermal dolğuların bir markasıdır. Reyoungel üz xətlərinin və qırışların müalicəsi, üzünə həcm əlavə etmək və dəri görünüşünü canlandırmaq üçün tam bir həll təklif edir.

3.Reyoungel ilə əlaqədar risklər hansılardır?

Reyoungel ilə müalicə olunarkən çox az risk var. Reyoungel allergik reaksiya riskini azaldan təbii dolğudur.

4. Reyoungelin faydaları hansılardır?

Reyoungel təhlükəsiz, effektiv bir dermal dolğudur. Bu ani nəticələrlə orta hesabla 6 -18 aya qədər olan nəticə ilə minimal invaziv olur.

5. Yan təsirlər varmı?

Müayinədən sonra pasiyentdə həfif qızartı, şişkinlik və göyermə ola bilər. Yan təsirlər bir neçə gündən artıq olmamalıdır. Bəzi pasiyentlərdə heç bir şişkinlik və digər hallar yoxdur.


Reyoungel[®]


ANTI AGE





 [reyoungel_azerbaijan](#)

 [Reyoungel Azerbaijan](#)

 info@reyoungel.az

 www.reyoungel.az

  +994 55 227 73 89

BIOHA
LABORATORIES

BIOHA LABORATORIES TECHNOLOGY LIMITED
OFFICIAL DEALERSHIP HUSEYN KHALILOV IN AZERBAIJAN



Estelux

Luxury of Aesthetics



1. Estelux nədir?

Estelux İngiltərədəki dermal dolğuların bir markasıdır. Estelux üz xəttlərinin və qırışların müalicəsi,üzünə həcm əlavə etmək və dəri görünüşünü canlandırmaq üçün tam bir həll təklif edir.

2. Hialuron turşusu nədir?

Hialuron turşusu dərinin təbii struktur komponentidir və əslində bütün insan bədənində birləşdirici toxumada mövcuddur.

3. Estelux-un faydaları nələrdir?

Estelux təhlükəsiz, təsirli dermal doldurucudur. O minimal invazivdir və nəticəsi orta hesabla 6-18 aya qədər davam edir.

4. Estelux ilə bağlı risklər hansılardır?

Estelux ilə müalicə zamanı çox az risk var. Çünki Estelux allergik reaksiya riskini azaldan təbii dolğudur.

5. Yan təsirləri varmı?

Enjeksiyondan sonra xəstə yüngül qızartı, şişlik və göyərmə ilə qarşılaşa bilər. Yan təsirlər bir neçə gündən çox davam etməməlidir. Əksər xəstələrdə heç bir şişlik müşahidə olunmur.

1. Estelux nedir?

Estelux, İngiltere'de bir dermal dolgu markasıdır. Estelux, yüz çizgilerini ve kırışıklıkları tedavi etmek, yüze hacim kazandırmak ve cildin görünümünü canlandırmak için eksiksiz bir çözüm sunar.

2. Hyaluronik asit nedir?

Hyaluronik asit aslında cildin doğal bir yapısal bileşenidir ve aslında insan vücudundaki bağ dokusunda bulunur.

3. Estelux'ün faydaları nelerdir?

Estelux güvenli, etkili bir dermal dolgu maddesidir. Minimal invazivdir ve sonuçları ortalama 6-18 ay sürer.

4. Estelux ile ilgili riskler nelerdir?

Estelux ile tedavi sırasında çok az risk vardır. Çünkü Estelux, alerjik reaksiyon riskini azaltan doğal bir dolgu maddesidir.

5. Herhangi bir yan etkisi var mı?

Enjeksiyondan sonra hastada hafif kızarıklık, şişlik ve morarma olabilir. Yan etkiler birkaç günden fazla sürmemelidir. Hastaların çoğunda şişlik hiç görülmez.

1. Что такое Эстелюкс?

Эстелюкс бренд кожных наполнителей в Великобритании. Эстелюкс предлагает комплексное решение для коррекции лицевых линий и морщин, увеличения объема лица и оживления внешнего вида кожи.

2. Что такое гиалуроновая кислота?

Гиалуроновая кислота является естественным структурным компонентом кожи и фактически присутствует в соединительной ткани по всему телу человека.

3. Каковы преимущества Эстелюкс?

Эстелюкс — безопасный и эффективный дермальный наполнитель. Это минимально инвазивно, а результаты сохраняются в среднем от 6 до 18 месяцев.

4. Какие риски связаны с Эстелюкс?

При лечении Эстелюксом существует очень мало рисков. Потому что Эстелюкс — натуральный наполнитель, снижающий риск аллергических реакций.

5. Есть ли побочные эффекты?

После инъекции у пациента может появиться легкое покраснение, отек и синяк. Побочные эффекты должны длиться не более нескольких дней. У большинства пациентов отек вообще не возникает.

1. What is Estelux?

Estelux is a brand of dermal fillers in the UK. Estelux offers a complete solution for treating facial lines and wrinkles, adding volume to the face and revitalizing the appearance of the skin.

2. What is hyaluronic acid?

Hyaluronic acid is a natural structural component of the skin and is actually present in connective tissue throughout the human body.

3. What are benefits of Estelux?

Estelux is a safe, effective dermal filler. It is minimally invasive and the results last for an average of 6-18 months.

4. What are the risks involved with Estelux?

There are very few risks during treatment with Estelux. Because Estelux is a natural filler that reduces the risk of allergic reactions.

5. Are there any sides effects?

After injection, the patient may experience slight redness, swelling and bruising. Side effects should last no longer than a few days. Most patients do not experience any swelling at all.



Estelux
Light



Estelux
Volumizer



Estelux
Ultra



Estelux
Sub Ultra



Estelux
Pure Bio

Luxury of Aesthetics



Estelux
Biorevitalization



Estelux
Antiage Collagene



Estelux
Bright Light



Estelux
Wonder Lift



Estelux
Lipofit



ESTELUX LIGHT (GÖZ ALTI İŞIĞ DOLĞUSU)

Parametrlər:

İnyeksiya Sahələri: Gözaltı sahə, İncə qırıqlar üçün və Dermisin yuxarı hissəsinə

İynə Ölçüsü: 30 G

HA Konsentrasiyası: 20 mq/ml

Şprisin Həcmi: 1 ml (1 qutuda 1 ədəd, 2 iynə), 2x1 ml (1 qutuda 2 ədəd, 4 iynə)

Qalıcılıq Müddəti: 6-18 ay

Gel hissəciklərinin təxmini sayı ml : 200.000

Hissəcik Ölçüsü (mm): 0,10-0,15

Saxlama Şəraiti: Otaq temperaturu (2°C - 30°C)

ESTELUX LIGHT (DOLGU)

Parametreler:

Enjeksiyon Yerleri: Göz altı ve ince kırışıklıklar, Dermisin üst kısmı

İğne boyutu: 30 G

HA Konsantrasyon: 20 mg/ml

Şırınga hacmi: 1 ml (1 kutuda 1 adet,2 iğne), 2x1 ml (1 kutuda 2 adet,4 iğne)

Kalıcılık Süresi: 6-18 ay

Jel parçacıklarının yaklaşık sayısı ml : 200.000

Parçacık Boyutu (mm): 0.10-0.15

Depolama: Oda Sıcaklığı (2°C - 30°C)

ЭСТЕЛЮКС ЛАЙТ (НАПОЛНИТЕЛЬ)

Параметры:

Места инъекций: Для области под глазами, для тонких линий и верхней части дермы

Размер иглы: 30 Г

Концентрация: 20 мг/мл

Объем шприца: 1 мл (1 шт. в коробке, 2 иглы), 2x1 мл (2 шт. в 1 коробке, 4 иглы)

Продолжительность: 6-18 месяцев

Приблизительное количество частиц геля мл: 200 000

Размер частиц (мм): 0,10-0,15

Хранение: Комнатная температура (2°C - 30°C)

ESTELUX LIGHT (FILLER)

Parameters:

Injection Sites: Under-eye and fine wrinkles, Upper part of dermis

Needle size : 30 G

HA Concentration: 20 mg/ml

Volume of syringe: 1 ml (1 pieces in box,2 needle), 2x1 ml (2 pieces in 1 box,4 needle)

Duration: 6-18 months

Approximate number of gel particles ml : 200,000

Particle Size(mm): 0.10-0.15

Storage: Room Temperature (2°C - 30°C)



ESTELUX VOLUMIZER (DODAQ DOLĞUSU)

Parametrlər:

İnyeksiya sahələri: Dodaqların doldurulması (həcməndirir), Orta qırışlar üçün və Dermisin orta hissəsi

İynə ölçüsü: 27 G

HA konsentrasiyası: 24 mq/ml

Şprisin həcmi: 1 ml (qutuda 1 ədəd, 2 iynə),
2x1 ml (1 qutuda 2 ədəd, 4 iynə)

Qalıcılıq Müddəti: 6-18 ay

Gel hissəciklərinin təxmini sayı ml : 100.000

Hissəcik ölçüsü (mm): 0,15-0,28

Saxlama: Otaq temperaturu (2°C - 30°C)

ESTELUX VOLUMIZER (DOLGU)

Parametreler:

Enjeksiyon Yerleri: Dudak dolgusu (hacim) ve Orta kırışıklıklar, Dermisin orta kısmı

İğne boyutu: 27 G

HA Konsantrasyon: 24 mg/ml

Şırınga hacmi: 1 ml (1 kutuda 1 adet, 2 iğne),
2x1 ml (1 kutuda 2 adet, 4 iğne)

Kalıcılık Süresi: 6-18 ay

Jel parçacıklarının yaklaşık sayısı ml : 100.000

Parçacık Boyutu (mm): 0.15-0.28

Depolama: Oda Sıcaklığı (2°C - 30°C)

ЭСТЕЛЮКС ВОЛЮМАЙЗЕР (НАПОЛНИТЕЛЬ)

Параметры:

Места инъекций: Заполнение губ (объем) и средние морщины, средняя часть дермы

Размер иглы: 27 Г

Концентрация: 24 мг/мл

Объем шприца: 1 мл (1 шт. в коробке, 2 иглы),
2x1 мл (2 шт. в 1 коробке, 4 иглы)

Продолжительность: 6-18 месяцев

Приблизительное количество частиц геля мл: 100 000

Размер частиц (мм): 0,15-0,28

Хранение: Комнатная температура (2°C - 30°C)

ESTELUX VOLUMIZER (FILLER)

Parameters:

Injection Sites: Lip filling (volume) and Medium wrinkles, Middle part of dermis

Needle size : 27 G

HA Concentration: 24 mg/ml

Volume of syringe: 1 ml (1 pieces in box, 2 needle),
2x1 ml (2 pieces in 1 box, 4 needle)

Duration: 6-18 months

Approximate number of gel particles ml : 100,000

Particle Size(mm): 0.15-0.28

Storage: Room Temperature (2°C - 30°C)



ESTELUX ULTRA (ÜZ DOLĞUSU)

Parametrlər:

İnyeksiya Sahələri: Nazolabial, Yanaq, Çənə, Burun, Dodaq, Dermisin dərin təbəqəsi

İynə Ölçüsü: 27 G və Kanyula 25G-50MM, 22G-70MM

HA Konsentrasiyası: 24 mq/ml

Şprisin Həcmi: 1 ml (qutuda 1 ədəd, 2 iynə), 2x1 ml (1 qutuda 2 ədəd, 4 iynə), 2 ml (1 qutuda 1 ədəd, 2 iynə), 2x2 ml (1 qutuda 2 ədəd), 4 iynə, 10 ml (1 qutuda 1 ədəd, 2 kanyula ilə)

Qalıcılıq Müddəti: 6-18 ay

Gel hissəciklərinin təxmini sayı ml : 10.000

Hissəcik ölçüsü (mm): 0,28-0,50

Saxlama Şəraiti: Otaq temperaturu (2°C - 30°C)

ESTELUX ULTRA (DOLGU)

Parametreler:

Enjeksiyon Yerleri: Nazolabial, Yanak, Çene, Burun, Dudak, Dermisin derin tabakası

İğne boyutu: 27 G ve Kanül 25G-50MM,22G-70MM

HA Konsantrasyon: 24 mg/ml

Şırınga hacmi: 1 ml (1 kutuda 1 adet, 2 iğne), 2x1 ml (1 kutuda 2 adet, 4 iğne), 2 ml (1 kutuda 1 adet, 2 iğne), 2x2 ml (1 kutuda 2 adet), 4 iğne, 10 ml (1 kutuda 1 adet, 2 kanül ile)

Kalıcılık Süresi: 6-18 ay

Jel parçacıklarının yaklaşık sayısı ml : 10.000

Parçacık Boyutu (mm): 0.28-0.50

Depolama: Oda Sıcaklığı (2°C - 30°C)

ЭСТЕЛЮКС УЛЬТРА (НАПОЛНИТЕЛЬ)

Параметры:

Места инъекций: Носогубные, щеки, подбородок, нос, губы, глубокий слой дермы

Размер иглы: 27 Г и канюля 25G-50MM, 22G-70MM

Концентрация: 24 мг/мл

Объем шприца: 1 мл (1 шт. в коробке, 2 иглы), 2x1 мл (2 шт. в 1 коробке, 4 иглы), 2 мл (1 шт. в 1 коробке, 2 иглы), 2x2 мл (2 шт. в 1 коробке), 4 иглы, 10 мл (1 шт. в 1 коробке, с 2 канюлями)

Продолжительность: 6-18 месяцев

Приблизительное количество частиц геля мл: 10 000

Размер частиц (мм): 0,28-0,50

Хранение: Комнатная температура (2°C - 30°C)

ESTELUX ULTRA (FILLER)

Parameters:

Injection Sites: Nasolabial, Cheek, Chin, Nose, Lip, Deep layer of dermis

Needle size : 27 G and Cannula 25G-50MM, 22G-70MM

HA Concentration: 24 mg/ml

Volume of syringe: 1 ml (1 pieces in box, 2 needle), 2x1 ml (2 pieces in 1 box, 4 needle), 2 ml (1 pieces in 1 box, 2 needle), 2x2 ml (2 pieces in 1 box, 4 needle), 10 ml (1 pieces in 1 box, with 2 cannula)

Duration: 6-18 months

Approximate number of gel particles ml : 10,000

Particle Size(mm): 0.28-0.50

Storage: Room Temperature (2°C - 30°C)



ESTELUX SUB ULTRA (BƏDƏN DOLĞUSU)

Parametrlər:

İnyeksiya Sahələri: Bədən boşluqlarının doldurulması (sərt doldurma), Sərt Üz ovalı üçün, Lokal depressiya, Omba böyütmə, Sinə böyütmə

İynə Ölçüsü: Kanyula 25G - 50MM, 22G-70MM

HA Konsentrasiyası: 30 mq/ml

Şprisin Həcmi: 10 ml (1 qutuda 1 ədəd, 2 kanyula ilə), 20 ml (1 qutuda 1 ədəd, 2 kanyula ilə)

Qalıcılıq Müddəti: 9-18 ay

Hissəcik ölçüsü (mm): 0,5-1,25

Saxlama: Otaq temperaturu (2°C - 30°C)

ESTELUX SUB ULTRA (DOLGU)

Parametreler:

Enjeksiyon Yerleri: Beden dolgusu (sert dolgu),

lokal çöküntü, yumuşak doku, popo büyütme

İğne boyutu : Kanül 25G-50MM, 22G-70MM

HA Konsantrasyon: 30 mg/ml

Şırınga hacmi: 10 ml (1 kutuda 1 adet, 2 kanül ile), 20 ml (1 kutuda 1 adet, 2 kanül ile)

Kalıcılık Süresi: 9-18 ay

Parçacık Boyutu (mm): 0,5-1,25

Depolama: Oda Sıcaklığı (2°C - 30°C)

ЭСТЕЛЮКС СУБ УЛЬТРА (НАПОЛНИТЕЛЬ)

Параметры:

Места инъекций: Наполнение тела (жесткое наполнение), локальная депрессия, мягкие ткани, увеличение ягодиц.

Размер иглы: Канюля 25Г - 50ММ, 22G-70ММ

Концентрация: 30 мг/мл

Объем шприца: 10 мл (1 шт. в 1 коробке, с 2 канюлями), 20 мл (1 шт. в 1 коробке, с 2 канюлями)

Продолжительность: 9-18 месяцев

Размер частиц (мм): 0,5-1,25

Хранение: Комнатная температура (2°C - 30°C)

ESTELUX SUB ULTRA (FILLER)

Parameters:

Injection Sites: Body filling (hard filling), local depression, soft tissue, buttock augmentation

Needle size : Cannula 25G-50MM, 22G-70MM

HA Concentration: 30 mg/ml

Volume of syringe: 10 ml (1 pieces in 1 box, with 2 cannula), 20 ml (1 pieces in 1 box, with 2 cannula)

Duration: 9-18 months

Particle Size(mm): 0.5-1.25

Storage: Room Temperature (2°C - 30°C)



ESTELUX PURE BIO (BIOREVİTALİZASİYA)

Parametrlər:

İnyeksiya Sahələri: Üz, boyun, dekolte sahəsi, əllərin arxası

Funksiyası: Qırışıqların pigmentasiyasını azaldır, parlaqlığı bərpa edir, dəriyi nəmləndirir və qidalandırır.

İynə ölçüsü: 27 G, 30 G

HA Konsentrasiyası: 15 mq/ml

Şprisin Həcmi: 3 ml (1 qutuda 1 ədəd, iynəsiz)

Tərkibi: Qarışıq molekullu hialuron turşusu (Amin turşuları ilə hialuron turşusu)

Saxlama: Otaq temperaturu (2°C - 30°C)

ESTELUX PURE BIO (BIOREVİTALİZASYON)

Parametreler:

Enjeksiyon Yerleri: Yüz, Boyun, Dekolte bölgesi, Ellerin arkası

İşlevi: Kırışıklıkların pigmentasyonunu azaltır, Parlamayı geri kazandırır, Cildi Nemlendirir ve Besler

İğne boyutu: 27 G, 30 G

HA Konsantrasyon: 15 mg/ml

Şırınga hacmi: 3 ml (1 kutuda 1 adet, iğnesiz)

İçerik: Karışık molekül hialuronik asit (Amino Asitli Hialuronik asit)

Depolama: Oda Sıcaklığı (2°C - 30°C)

ЭСТЕЛЮКС ЧИСТАЯ БИО (БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ)

Параметры:

Места инъекций: Лицо, шея, область декольте, тыльная сторона кистей рук.

Функция: Уменьшает пигментацию морщин, Восстанавливает блеск, Увлажняет и питает кожу

Размер иглы: 27 Г, 30 Г

Концентрация: 15 мг/мл

Объем шприца: 3 мл (1 шт. в 1 коробке, без иглы)

Состав: Смешанная молекула гиалуроновой кислоты (гиалуроновая кислота с аминокислотами)

Хранение: комнатная температура (2°C - 30°C)

ESTELUX PURE BIO (BIOREVITALIZATION)

Parameters:

Injection Sites: Face, Neck, Decollete area, Back of Hands

Function: Reduces the pigmentation of wrinkles, Restores shine, Moisturizes and Nourishes the skin

Needle size : 27 G, 30 G

HA Concentration: 15 mg/ml

Volume of syringe: 3 ml (1 pieces in 1 box, no needle)

Ingredient: Mixed molecule hyaluronic acid (Hyaluronic acid with Amino Acids)

Storage: Room Temperature (2°C - 30°C)

ESTELUX BIOREVITALIZATION (BİOREVİTALİZASIYA)

Parametrlər:

Inyeksiya Sahələri: Üz, boyun, dekolte sahəsi, əllərin arxası

Funksiyası: Dərini bərpa edir.Xüsusi ilə həssas dəri, quru dəri və günəş yanığı sonra dəri üçün uyğundur.

HA Konsentrasiyası: 15 mq/ml

Flakonun Həcmi: 5 ml (1 qutuda 10 ədəd 5 ml, flakon)

Tərkibi: 5D Qarışıq Hialuron turşusu (Yüksək Molekullu HA, Orta Molekullu HA-THM, HA-T, Asetilləşdirilmiş HA, Aşağı molekullu HA-TLM, Mini Hidrolizləşdirilmiş HA), Seramid

Saxlama Şəraiti: Otaq temperaturu (2°C - 30°C)

İstifadə Qaydası:

Bir dəfə müalicə üçün 1-2 flakon üst dermisə və ya epidermislə dermisin qovşağına inyeksiya edilir. Beş dəfə tam müalicə kursu kifayətdir.

Birinci mərhələ: Üç dəfə intensiv müalicə. 2-3 həftə inyeksiya intervalı tövsiyə olunur. Daha uzun inyeksiya intervalı xəstələrdən asılıdır.

İkinci mərhələ: Bir aylıq interval üçün iki dəfə. Effektivini gücləndirmək üçün müalicəni davam etdirin.

60 gün interval təklif edin, inyeksiya tezliyi xəstədən asılıdır.



ESTELUX BIOREVITALIZATION (BİOREVİTALİZASYON)

Parametreler:

Enjeksiyon Yerleri: Yüz,Boyun,Dekolte bölgesi,Ellerin arkası

HA Konsantrasyon: 15 mg/ml

İşlevi: Özellikle hassas ciltler, kuru ciltler ve güneş yanığı sonrası ciltler için cilt onarımına iyi gelir. Cildi tazeler, nemlendirir, lekeleri giderir.

Flakon Hacmi: 5 ml (1 kutuda 10 adet 5 ml flakon)

İçerik: 5D Bileşik Hyaluronik asit (Yüksek Molekül HA, Orta Molekül HA-THM, HA-T, Asetillenmiş HA, Düşük molekül HA-TLM, Mini Hidrolize HA), Seramid

Depolama: Oda Sıcaklığı (2°C - 30°C)

Kullanım talimatları:

Bir kereye mahsus tedavi için 1-2 şişe, üst dermise veya epidermis ile dermisin birleşimine enjekte edilir. Beş kez tam bir tedavi süreci yeterlidir.

Birinci aşama: Üç kez yoğun tedavi. 2-3 hafta enjeksiyon aralığı önerilir. Hastalara bağlı olarak enjeksiyon aralığı daha uzun olabilir.

İkinci aşama: Bir ay arayla iki kez. Güçlendirici etki için tedaviyi takip edin. **60 gün arayla önerin, enjeksiyon sıklığı hastaya bağlıdır.**

ESTELUX BIOREVITALIZATION (PURE BIO)

Parameters:

Injection Sites: Face, Neck, Decollete area, Back of Hands

Function: Good for skin repairing, especially for sensitive skin, dry skin and skin after sunburn. It refreshes the skin, moisturizes, removes blemishes.

HA Concentration: 15 mg/ml

Volume of Vial: 5 ml (10 pieces 5 ml in 1 box, vial)

Ingredient: 5D Compound Hyaluronic acid (High Molecule HA, Medium Molecule HA-THM, HA-T, Acetylated HA, Low molecule HA-TLM, Mini Hydrolyzed HA), Ceramide

Storage: Room Temperature (2°C - 30°C)

Directions for use:

1-2 vials for one time treatment inject into upper dermis or the junction of epidermis and dermis.

Five times is a full course of treatment enough.

First stage: Three times intensive treatment. 2-3 weeks injection interval is recommended. Can be longer injection interval depends on patients.

Second stage: Two times for one month interval. Follow up treatment for strengthening effect.

Suggest 60 days interval, injection frequency depends on patient.



ЭСТЕЛЮКС БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ (ЧИСТАЯ БИО)

Параметры:

Места инъекций: Лицо, шея, область декольте, тыльная сторона кистей рук.

Функция: Хорошо подходит для восстановления кожи, особенно для чувствительной кожи, сухой кожи и кожи после солнечных ожогов. Освежает кожу, увлажняет, удаляет пятна.

Объем флакона: 5 мл (10 шт. по 5 мл в 1 коробке, флакон)

Концентрация: 15 мг/мл

Ингредиент: 5D соединение гиалуроновой кислоты (высокомолекулярная ГК, средняя молекула HA-THM, HA-T, ацетилированная ГК, низкомолекулярная HA-TLM, мини-гидролизованная ГК), керамид.

Хранение: Комнатная температура (2°C - 30°C)

Инструкция по применению:

1-2 флакона на один раз вводят в верхний слой дермы или на стык эпидермиса и дермы. Пяти раз достаточно для полного курса лечения.

Первый этап: Трехкратное интенсивное лечение. Рекомендуется интервал между инъекциями 2-3 недели. Интервал между инъекциями может быть больше в зависимости от пациентов.

Второй этап: Два раза с интервалом в один месяц. Последующее лечение для усиления эффекта.

Рекомендуемый интервал 60 дней, частота инъекций зависит от пациента.

ESTELUX ANTIAGE COLLAGENE (KOLLAGEN BƏRPASI)

Parametrlər:

Inyeksiya Sahələri: Üz, boyun, dekolte sahəsi, əllərin arxası

Funksiyası: Amin turşusu kollagenlə birlikdə bütün üzün yaşlanma əleyhinə, xüsusən də qaranlıq göz dairəsi üçün ikiqat təsirlidir. Gözaltı qaralmaları həll edir.

HA Konsentrasiyası: 15 mq/ml

Flakonun Həcmi: 4 ml (1 qutuda 10 ədəd 4 ml, flakon)

Tərkibi: 3D Qarışıq Hialuron turşusu (Orta Molekullu HA-THM,HA-T,Aşağı Molekullu HA-TLM,Mini Hidrolize Edilmiş HA),Amin turşusu (Prolin,Lizin,Leucin,Metionin,Histidin), Vitamin (A,B1,B2) , Minerallar (K+), Kollagen (Hidrolizləşdirilmiş Kollagen)

Saxlama Şəraiti: Otaq temperaturu (2°C - 30°C)

İstifadə Qaydası:

Bir dəfə müalicə üçün 1-2 flakon üst dermisə və ya epidermislə dermisin qovşağına inyeksiya edilir. Beş dəfə tam müalicə kursu kifayətdir.

Birinci mərhələ: Üç dəfə intensiv müalicə. 2-3 həftə inyeksiya intervalı tövsiyə olunur. Daha uzun inyeksiya intervalı xəstələrdən asılıdır.

İkinci mərhələ: Bir aylıq interval üçün iki dəfə. Effektivliyi gücləndirmək üçün müalicəni davam etdirin.

60 gün interval təklif edin, inyeksiya tezliyi xəstədən asılıdır.



ESTELUX ANTIAGE COLLAGENE (KOLLAJEN REJENERASYONU)

Parametreler:

Enjeksiyon Yerleri: Yüz,Boyun,Dekolte bölgesi,Ellerin arxası

Fonksiyon: Kollajen ile birlikte amino asit, özellikle koyu göz çemberi için tüm yüz yaşlanma karşıtı için çift etkilidir. Kollajen içeren, yaşlanma karşıtı karartma için çözüm.

HA Konsantrasyon: 15 mg/ml

Flakon Hacmi: 4 ml (1 kutuda 10 adet 4 ml, flakon)

İçerik: 3D Bileşik Hyaluronik asit (Orta Molekül HA-THM,HA-T,Düşük Molekül HA-TLM,Mini Hidrolize HA), Amino Asit (Prolin,Lizin,Lösin,Metionin,Histidin),Vitamin (A,B1,B2) ,Mineraller (K+),Kolajen (Hidrolize Kollajen)

Depolama: Oda Sıcaklığı (2°C - 30°C)

Kullanım talimatları:

Bir seferlik tedavi için 1-2 şişe, üst dermise veya epidermis ile dermisin birleşimine enjekte edilir. Beş kez tam bir tedavi süreci yeterlidir.

Birinci aşama: Üç kez yoğun tedavi. 2-3 hafta enjeksiyon aralığı önerilir. Hastalara bağlı olarak enjeksiyon aralığı daha uzun olabilir.

İkinci aşama: Bir ay arayla iki kez. Güçlendirici etki için tedaviyi takip edin. **60 gün arayla önerin, enjeksiyon sıklığı hastaya bağlıdır.**

ESTELUX ANTIAGE COLLAGENE (COLLAGEN REGENERATION)

Parameters:

Injection Sites: Face, Neck, Decollete area, Back of Hands

Function: Amino acid together with collagen, double effective for whole face anti-aging, especially for dark eye circle.

Solution for darkening, containing collagen, anti-aging.

HA Concentration: 15 mg/ml

Volume of Vial: 4 ml (10 pieces 4 ml in 1 box, vial)

Ingredient: 3D Compound Hyaluronic acid (Medium Molecule HA-THM, HA-T, Low Molecule HA-TLM, Mini Hydrolyzed HA), Amino Acid (Proline, Lysine, Leucine, Methionine, Histidine), Vitamin (A, B1, B2), Minerals (K+), Collagen (Hydrolyzed Collagen)

Storage: Room Temperature (2°C - 30°C)

Directions for use:

1-2 vials for one time treatment inject into upper dermis or the junction of epidermis and dermis. Five times is a full course of treatment enough.

First stage: Three times intensive treatment. 2-3 weeks injection interval is recommended. Can be longer injection interval depends on patients.

Second stage: Two times for one month interval. Follow up treatment for strengthening effect.

Suggest 60 days interval, injection frequency depends on patient



ЭСТЕЛЮКС АНТИВОЗРАСТНОЙ КОЛЛАГЕН (РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЛЛАГЕНА)



Параметры:

Места инъекций: Лицо, шея, область декольте, тыльная сторона кистей рук.

Функция: Аминокислота вместе с коллагеном, двойная эффективность для омоложения всего лица, особенно для темных кругов под глазами. Решение для затемнения, содержащее коллаген, омолаживающее.

Концентрация: 15 мг/мл

Объем флакона: 4 мл (10 шт. по 4 мл в 1 коробке, флакон)

Состав: трехмерная гиалуроновая кислота (средняя молекула HA-THM, HA-T, низкомолекулярная HA-TLM, мини-гидролизованная ГК), аминокислота (пролин, лизин, лейцин, метионин, гистидин), витамин (A, B1, B2), Минералы (K+), Коллаген (гидролизированный коллаген)

Хранение: Комнатная температура (2°C - 30°C)

Инструкция по применению:

1-2 флакона на один раз вводят в верхний слой дермы или на стык эпидермиса и дермы. Пяти раз достаточно для полного курса лечения.

Первый этап: Трехкратное интенсивное лечение. Рекомендуется интервал между инъекциями 2-3 недели. Интервал между инъекциями может быть больше в зависимости от пациентов.

Второй этап: Два раза с интервалом в один месяц. Последующее лечение для усиления эффекта.

Рекомендуемый интервал 60 дней, частота инъекций зависит от пациента.

ESTELUX BRIGHT LIGHT (PİQMENTASIYA)

Parametrlər:

İnyeksiya Sahəsi: Üzün bütün nahiyəsi

Funksiyası: Dərini daha parlaq edir və ağardır. Melaninin yaranmasının qarşısını effektiv şəkildə alır. Xarici mühitin yaratdığı dərinin qocalmasını aradan qaldırır. Üzü ağardır, Dərini parlaqlaşdırır və təravətləndirir.

HA Konsentrasiyası: 15 mq/ml

Flakonun Həcmi: 4 ml (1 qutuda 10 ədəd 4 ml, flakon)

Tərkibi: 3D Mürəkkəb Hialuron turşusu (Orta Molekul HA-THM, HA-T,Aşağı Molekullu HA-TLM,Mini Hidrolize HA), Amin turşusu (Prolin,Lizin,Leucine,Metionin,Taurin), Piqment Işıqlandırması (Traneksamik turşu,Kojik) ,5% Arbutin, Sistein hidroxlorid), Vitamin (A, B1, B2), Minerallar (K+)..

Saxlama Şəraiti: Otaq temperaturu (2°C - 30°C)

İstifadə Qaydası:

Bir dəfə müalicə üçün 1-2 flakon üst dermisə və ya epidermisle dermisin qovşağına inyeksiya edilir. Beş dəfə tam müalicə kursu kifayətdir.

Birinci mərhələ: Üç dəfə intensiv müalicə. 2-3 həftə inyeksiya intervalı tövsiyə olunur. Daha uzun inyeksiya intervalı xəstələrdən asılıdır.

İkinci mərhələ: Bir aylıq interval üçün iki dəfə. Effektivini gücləndirmək üçün müalicəni davam etdirin.

60 gün interval təklif edin, inyeksiya tezliyi xəstədən asılıdır.



ESTELUX BRIGHT LIGHT (PİQMENTASYON)

Parametreler:

Enjeksiyon Yerleri: Yüz Bölgesi

İşlevi: Cildi daha parlak ve beyaz yapmak. Melanin oluşumunu etkili bir şekilde önlemek. Dış ortamdan kaynaklanan cilt yaşlanmasını gidermek. Yüzü beyazlatır, Cildi aydınlatır ve tazeler.

HA Konsantrasyon: 15 mg/ml

Flakon Hacmi: 4 ml (1 kutuda 10 adet 4 ml, flakon)

İçerik: 3D Bileşik Hyaluronik asit (Orta Molekül HA-THM,HA-T,Düşük Molekül HA-TLM,Mini Hidrolize HA),Amino Asit (Prolin,Lizin,Lösin,Metionin,Taurin), Pigment Açıcı (Traneksamik asit,Kojik asit) ,5% Arbutin, Sistein hidroklorür),Vitamin (A,B1,B2),Mineraller (K+).

Depolama: Oda Sıcaklığı (2°C - 30°C)

Kullanım talimatları:

Bir seferlik tedavi için 1-2 şişe, üst dermise veya epidermis ile dermisin birleşimine enjekte edilir. Beş kez tam bir tedavi süreci yeterlidir.

Birinci aşama: Üç kez yoğun tedavi. 2-3 hafta enjeksiyon aralığı önerilir. Hastalara bağlı olarak enjeksiyon aralığı daha uzun olabilir.

İkinci aşama: Bir ay arayla iki kez. Güçlendirici etki için tedaviyi takip edin.

60 gün arayla önerin, enjeksiyon sıklığı hastaya bağlıdır.

ESTELUX BRIGHT LIGHT (PIGMENTATION)

Parameters:

Injection Sites: Face Area

Function: Making skin brighter and whiter. Effectively preventing melanin occur. Relieving skin aging caused by external environment. Whitens the face, Brightens and refreshes the skin.

HA Concentration: 15 mg/ml

Volume of Vial: 4 ml (10 pieces 4 ml in 1 box, vial)

Ingredient: 3D Compound Hyaluronic acid (Medium Molecule HA-TM, HA-T, Low Molecule HA-TLM, Mini Hydrolyzed HA), Amino Acid (Proline, Lysine, Leucine, Methionine, Taurine), Pigment Lightening (Tranexamic acid, Kojic acid, 5% Arbutin, Cysteine hydrochloride), Vitamin (A, B1, B2), Minerals (K+).

Storage: Room Temperature (2°C - 30°C)

Directions for use:

1-2 vials for one time treatment inject into upper dermis or the junction of epidermis and dermis. Five times is a full course of treatment enough.

First stage: Three times intensive treatment. 2-3 weeks injection interval is recommended. Can be longer injection interval depends on patients.

Second stage: Two times for one month interval. Follow up treatment for strengthening effect.

Suggest 60 days interval, injection frequency depends on patient.



ЭСТЕЛЮКС БРАЙТ ЛАЙТ (ПИГМЕНТАЦИЯ)

Параметры:

Места инъекций: Область лица

Функция: Делает кожу ярче и белее. Эффективно предотвращает появление меланина. Облегчает старение кожи, вызванное внешней средой. Отбеливает лицо, осветляет и освежает кожу.

Концентрация: 15 мг/мл

Объем флакона: 4 мл (10 шт. по 4 мл в 1 коробке, флакон)

Состав: Трехмерная гиалуроновая кислота (средняя молекула HA-TM, HA-T, низкомолекулярная HA-TLM, мини-гидролизованная ГК), аминокислота (пролин, лизин, лейцин, метионин, таурин), осветляющий пигмент (транексамовая кислота, койевая кислота). 5% арбутин, гидрохлорид цистеина, витамины (A, B1, B2), минералы (K+).

Хранение: Комнатная температура (2°C - 30°C)

Инструкция по применению:

1-2 флакона на один раз вводят в верхний слой дермы или на стык эпидермиса и дермы. Пяти раз достаточно для полного курса лечения.

Первый этап: Трехкратное интенсивное лечение. Рекомендуется интервал между инъекциями 2-3 недели. Интервал между инъекциями может быть больше в зависимости от пациентов.

Второй этап: Два раза с интервалом в один месяц. Последующее лечение для усиления эффекта.

Рекомендуемый интервал 60 дней, частота инъекций зависит от пациента.



ESTELUX WONDER LIFT (LİFTİNQ EFFEKTI)

Parametrlər:

İnyeksiya Sahəsi: Üzün bütün nahiyyəsi

Funksiyası: Dərini qaldırır, nəmləndirir, oksidləşmə əleyhinədir, məsamələri daraldır. Müxtəlif amin turşuları ilə kollagenin bərpasını təşviq edə bilər. Dərinin toxumasını yaxşılaşdırır və elastikliyi artırır. Liftinq effekti verir.

HA Konsentrasiyası: 15 mq/ml

Flakonun Həcmi: 4 ml (1 qutuda 10 ədəd 4 ml, flakon)

Tərkibi: 3D Qarışıq Hialuron turşusu (Yüksək Orta Molekullu HA-THM, HA-T, Aşağı Molekullu HA-TLM, Mini Hidrolize HA), Amin Turşu (Prolin, Triptofan, Alanin, İzolösin, Leysin, Aspartik Turşu, Acidlutamik), Fenilalalin, Arginin, HCl, Lizin HCl, Valin, Treonin, Histidin HCl, Serin, Metionin, Sistin, Qlisin), Vitamin (A, B1, B2), Minerallar (Na+).

Saxlama Şəraiti: Otaq temperaturu (2°C - 30°C)

İstifadə Qaydası:

Bir dəfə müalicə üçün 1-2 flakon üst dermisə və ya epidermisle dermisin qovşağına inyeksiya edilir. Beş dəfə tam müalicə kursu kifayətdir.

Birinci mərhələ: Üç dəfə intensiv müalicə. 2-3 həftə inyeksiya intervalı tövsiyə olunur. Daha uzun inyeksiya intervalı xəstələrdən asılıdır.

İkinci mərhələ: Bir aylıq interval üçün iki dəfə. Effektivliyi gücləndirmək üçün müalicəni davam etdirin.

60 gün interval təklif edin, inyeksiya tezliyi xəstədən asılıdır.



ESTELUX WONDER LIFT (KALDIRMA ETKİSİ)

Parametreler:

Enjeksiyon Yerleri: Yüz Bölgesi

Fonksiyon: Cildi kaldırma, Cildi nemlendirme, Anti-oksidasyon ve küçülen gözenekler, Çeşitli amino asitler kolajenin yenilenmesini teşvik edebilir, Cilt dokusunu iyileştirir ve cilt elastikiyetini artırır. Kaldırma etkisi verir.

HA Konsantrasyon: 15 mg/ml

Flakon Hacmi: 4 ml (1 kutuda 10 adet 4 ml, flakon)

İçerik: 3D Bileşik Hialuronik asit (Yüksek-Orta Molekül HA-THM, HA-T, Düşük Molekül HA-TLM, Mini Hidrolize HA), Amino Asit (Prolin, Triptofan, Alanin, İzolösin, Lösin, Aspartik Asit, Tirozin, Glutamik Asit), Fenilalalin, Arginin, HCl, Lizin HCl, Valin, Treonin, Histidin HCl, Serin, Metionin, Sistin, Glisin), Vitamin (A, B1, B2), Mineraller (Na+).

Depolama: Oda Sıcaklığı (2°C - 30°C)

Kullanım talimatları:

Bir seferlik tedavi için 1-2 şişe, üst dermise ve ya epidermis ile dermisin birleşimine enjekte edilir. Beş kez tam bir tedavi süreci yeterlidir.

Birinci aşama: Üç kez yoğun tedavi. 2-3 hafta enjeksiyon aralığı önerilir. Hastalara bağlı olarak enjeksiyon aralığı daha uzun olabilir.

İkinci aşama: Bir ay arayla iki kez. Güçlendirici etki için tedaviyi takip edin.

60 gün arayla önerin, enjeksiyon sıklığı hastaya bağlıdır.

ESTELUX WONDER LIFT (LIFTING EFFECT)

Parameters:

Injection Sites: Face Area

Function: Lifting skin, Hydrating the skin, Anti-oxidation and shrinking pores, A variety of amino acids can promote the regeneration of collagen, Improve skin texture and enhance skin elasticity. Gives a lifting effect.

HA Concentration: 15 mg/ml

Volume of Vial: 4 ml (10 pieces 4 ml in 1 box, vial)

Ingredient: 3D Compound Hyaluronic acid (High-Medium Molecule HA-TM, HA-T, Low Molecule HA-TLM, Mini Hydrolyzed HA), Amino Acid (Proline, Tryptophan, Alanine, Isoleucine, Leucine, Aspartic Acid, Tyrosine, Glutamic Acid, Phenylalanine, Arginine, HCl, Lysine HCl, Valine, Threonine, Histidine HCl, Serine, Methionine, Cystine, Glycine) Vitamin (A, B1, B2), Minerals (Na+).

Storage: Room Temperature (2°C - 30°C)

Directions for use:

1-2 vials for one time treatment inject into upper dermis or the junction of epidermis and dermis. Five times is a full course of treatment enough.

First stage: Three times intensive treatment. 2-3 weeks interval is recommended. Can be longer injection interval depends on patients.

Second stage: Two times for one month interval. Follow up treatment for strengthening effect.

Suggest 60 days interval, injection frequency depends on patient.



ЭСТЕЛЮКС ВАНДЕР ЛИФТ (ЭФФЕКТ ЛИФТИНГА)

Параметры:

Места инъекций: Область лица

Функция: Подтяжка кожи, увлажнение кожи, защита от окисления и сужение пор, различные аминокислоты могут способствовать регенерации коллагена, улучшать текстуру кожи и повышать ее эластичность. Дает эффект лифтинга.

Концентрация: 15 мг/мл

Объем флакона: 4 мл (10 шт. по 4 мл в 1 коробке, флакон)

Состав: 3D соединение гиалуроновой кислоты (высоко-среднемолекулярная HA-TM, HA-T, низкомолекулярная HA-TLM, мини-гидролизованная HA), аминокислота (пролин, триптофан, аланин, изолейцин, лейцин, аспарагиновая кислота, тирозин, глутаминовая кислота), фенилаланин, аргинин, HCl, лизин HCl, валин, треонин, гистидин HCl, серин, метионин, цистин, глицин), витамин (A, B1, B2), минералы (Na+).

Хранение: Комнатная температура (2°C - 30°C)

Инструкция по применению:

1-2 флакона на один раз вводят в верхний слой дермы или на стык эпидермиса и дермы. Пяти раз достаточно для полного курса лечения.

Первый этап: Трехкратное интенсивное лечение. Рекомендуется интервал между инъекциями 2-3 недели. Интервал между инъекциями может быть больше в зависимости от пациентов.

Второй этап: Два раза с интервалом в один месяц. Последующее лечение для усиления эффекта.

Рекомендуемый интервал 60 дней, частота инъекций зависит от пациента.



ESTELUX LIPOFIT (LİPOLİTİK)

Parametrlər:

İnyeksiya Sahələri: Yanaqlar, Burun, Boyun, Çənə, Çənə altında, Qarın, Bel, Qollar, Əllər, Ayaqlar

Funksiyası: Artıq piyləri əridir.

HA Konsentrasiyası: 15 mq/ml

Flakonun Həcmi: 5 ml (1 qutuda 10 ədəd 5 ml, flakon)

Tərkibi: Hialuron turşusu 15 mq/ml, Nikotinamde 1 mq/ml, Deoksikloik turşu 10 mq/ml, DMAE 5 mq/ml

Saxlama Şəraiti: Otaq temperaturu (2°C - 30°C)

İstifadə Qaydası:

Məhlul yağ toxumasına inyeksiya edilir.

Birinci Mərhələ: Yanaq, Çənə, Boyun, birdəfəlik müalicə 3-4 ml, hər inyeksiya tərəfi üçün 0,2-0,4 ml. İnyeksiya sahəsinin məsafəsi 1 sm-dən az və dərinliyi isə 0,5 sm-dən çox olmamalıdır. İnyeksiya intervalı 2 həftədir.

İkinci Mərhələ: Qarın, Bel, Qollar, Ayaqlar, Qalça nahiyələrinə birdəfəlik müalicə 5 ml (flonkada), 0,5-0,8 ml hər inyeksiya tərəfi üçün. İnyeksiya yerinin məsafəsi 1 sm-dən az və dərinliyi isə 1 sm-dən çox olmamalıdır.

1 həftə inyeksiya aralığında 4-6 dəfə müalicə nəticəsini göstərə bilər.



ESTELUX LIPOFIT (LIPOYTİK)

Parametreler:

Enjeksiyon Yerleri: Yanaklar, Burun, Boyun, Çene, Çene altı, Karın, Bel, Kollar, Eller, Bacaklar

İşlevi: Fazla yağın erimesini sağlar.

HA Konsantrasyon: 15 mg/ml

Flakon Hacmi: 5 ml (1 kutuda 10 adet 5 ml flakon)

İçerik: Hialuronik Asit 15 mg/ml, Nikotinamde 1 mg/ml, Deoksikloik Asit 10 mg/ml, DMAE 5 mg/ml

Depolama: Oda Sıcaklığı (2°C - 30°C)

Kullanım talimatları:

Tedavi yağ dokusuna enjekte edilebilir.

Birinci aşama: Yanak, Çene, Boyun, her bir enjeksiyon tarafı için bir seferlik tedavi 3-4 ml, 0,2-0,4 ml. Enjeksiyon bölgesi mesafesi 1 cm'den az olamaz ve derinlik 0,5 cm'den derin olamaz. 2 haftalık enjeksiyon aralığı.

İkinci aşama: Karın, Bel, Kollar, Bacaklar, Kalçalar tek seferlik tedavi 5 ml (şişe üzerinde), her enjeksiyon tarafı için 0,5-0,8 ml. Enjeksiyon bölgesi mesafesi 1 cm'den az olamaz ve derinlik 1 cm'den derin olamaz.

1 hafta enjeksiyon aralığı 4-6 kez tedavi sonucu görebilirsiniz.

ESTELUX LIPOFIT (LIPOYTIC)

Parameters:

Injection Sites: Cheeks, Nose, Neck, Chin, Under the chin, Abdomen, Waist, Arms, Hands, Legs

Function: It allows the excess fat to melt.

HA Concentration: 15 mg/ml

Volume of Vial: 5 ml (10 pieces 5 ml in 1 box, vial)

Ingredient: Hyaluronic Acid 15 mg/ml, Nicotinamide 1 mg/ml, Deoxycholic Acid 10 mg/ml, DMAE 5 mg/ml

Storage: Room Temperature (2°C - 30°C)

Directions for use:

The treatment can be injected into fat tissue

First stage: Cheek, Chin, Neck, one time treatment 3-4 ml, 0.2-0.4 ml for each injection side. The injection site distance can not less than 1 cm and depth can not deeper than 0.5 cm. 2 weeks injection interval.

Second stage: Abdomen, Waist, Arms, Legs, Hips one time treatment 5 ml (on vial), 0.5-0.8 ml for each injection side. The injection site distance can not less than 1 cm and depth can not deeper than 1 cm.

1 week injection interval 4-6 times treatment can see result.



ЭСТЕЛЮКС ЛИПОФИТ (ЛИПОЛИТИК)

Параметры:

Места инъекций: Щеки, нос, шея, подбородок, под подбородком, живот, талия, руки, ноги

Функция: Позволяет растаять лишнему жиру.

Концентрация: 15 мг/мл

Объем флакона: 5 мл (10 шт. по 5 мл в 1 коробке, флакон)

Состав: Гиалуроновая кислота 15 мг/мл, никотинамиде 1 мг/мл, дезоксишхоевая кислота 10 мг/мл, ДМАЭ 5 мг/мл.

Хранение: Комнатная температура (2°C - 30°C)

Инструкция по применению:

Препарат можно вводить в жировую ткань

Первый этап: Щека, подбородок, шея, однократная обработка 3-4 мл, 0,2-0,4 мл для каждой стороны инъекции. Расстояние от места инъекции может быть не менее 1 см, а глубина не может быть глубже 0,5 см. Интервал между инъекциями 2 недели.

Второй этап: Живот, талия, руки, ноги, бедра однократная обработка 5 мл (на флаконе), 0,5-0,8 мл для каждой стороны инъекции. Расстояние до места инъекции не может быть менее 1 см, а глубина не может быть глубже 1 см. Интервал между инъекциями **1 неделя, лечение 4-6 раз, можно увидеть результат.**

TƏLİMATLAR:

Əvvəl:

Müalicədən əvvəl dərinin təmiz olmasını təmin etmək üçün makiyaj və bütün digər kosmetik vasitələr çıxarılmalıdır. Bunu üz təmizləyici losyondan istifadə etməklə aradan qaldırmaq olar. Soyuq sudan istifadə məsələlərin genişlənməməsini təmin edəcəkdir. Aspirin, Advil və s. dərmanlar müalicədən ən azı 3 gün əvvəl qəbul edilməlidir. Çünki onlar inyeksiya yerində şişkinliyi və ya qanaxmanı artırma bilər. Həmçinin müalicədən əvvəl spirt, balıq yağı, ginkgo və omeqalardan uzaq durmaq tövsiyə olunur.

Sonra:

Estelux ilə müalicədən sonra ilk gün ərzində hər hansı yüksək ifadəli üz hərəkətləri etməyərək və hər hansı gərgin idmandan qaçaraq üzü rahat saxlamağa çalışın. Həmçinin həddindən artıq istiyə (məsələn, sauna, solaryum və s.) məruz qalmamaq vacibdir. Çünki bu, nəticələrin uzun ömürlüliyünü azalda bilər. Təlimat verilmədiyi təqdirdə, vurulan nahiyəni masaj etməyin. Müalicədən dərhal sonra makiyaj yenidən tətbiq oluna bilər.

Ehtiyat edin:

Müalicədən dərhal əvvəl / sonra aşağıdakı şeylərdən qaçınmağı xatırlamaq vacibdir: Advil, aspirin və ya digər antiinflamatuar dərmanlar, Spirt, Balıq yağı, Omegas, Güclü idman, Həddindən artıq istilik və ya soyuq..

TALİMATLAR:

Önce:

Tedaviden önce cildin temiz olduğundan emin olmak için makyaj ve diğer tüm kozmetikler çıkarılmalıdır. Bu, yüz temizleme losyonu kullanılarak giderilebilir. Soğuk su kullanmak gözeneklerin genişlememesini sağlayacaktır. Aspirin, Advil vb. ilaçlar enjeksiyon bölgesinde şişlik ve ya kanamayı artırabileceğinden tedaviden en az 3 gün önce alınmaz. Ayrıca tedaviden önce alkol, balık yağı, ginkgo ve omegalardan uzak durulması önerilir.

Sonrasında:

Estelux ile tedaviden sonraki ilk gün boyunca, çok anlamlı yüz hareketleri yapmayarak ve yorucu egzersizlerden kaçınarak yüzünüzü rahat tutmaya çalışın. Sonuçların kalıcılığını azaltabileceği için aşırı ısıya (örn. sauna, solaryum vb.) maruz kalmamak da önemlidir. Talimat verilmedikçe etkilenen bölgeye masaj yapmayın. Tedaviden hemen sonra tekrar makyaj yapılabilir.

Kaçınmak:

Tedaviden hemen önce/sonra aşağıdaki şeylerden kaçınmanız gerektiğini unutmamak önemlidir: Advil, aspirin veya diğer iltihap önleyici ilaçlar, Alkol, Balık yağı, Omegalar, Yorucu egzersiz, Aşırı sıcak veya soğuk.

ИНСТРУКЦИИ:

До:

Макияж и все другие косметические средства должны быть удалены, чтобы убедиться, что кожа чистая перед процедурой. Это можно удалить с помощью очищающего лосьона для лица. Использование холодной воды гарантирует, что поры не расширятся. Препараты аспирина, адвил и др. не принимают минимум за 3 дня до лечения, т. к. они могут усилить отек или кровоточивость в месте инъекции. Перед лечением также рекомендуется избегать употребления алкоголя, рыбьего жира, гинкго и омега.

После:

В течение первого дня после лечения Эстелюксом старайтесь сохранять лицо расслабленным, не делая выраженных мимических движений и избегая напряженных упражнений. Также важно не подвергаться воздействию экстремальных температур (например, в сауне, солярии и т. д.), так как это может сократить стойкость результатов. Не массируйте пораженный участок, если это не предписано. Макияж можно повторно наносить сразу после процедуры.

Избегать:

Важно помнить, что непосредственно перед/после лечения следует избегать следующих вещей: Advil, аспирин или другие противовоспалительные препараты, Алкоголь, Рыбий жир, Омега, Напряженные физические нагрузки, Экстремальная жара или холод.

INSTRUCTIONS:

Before:

Make-up and all other cosmetics must be removed to ensure that the skin is clean before the treatment. This can be removed by using a facial cleansing lotion. Using cold water will ensure that the pores do not expand. Aspirin, Advil, etc. drugs are not taken at least 3 days before the treatment, because they can increase swelling or bleeding at the injection site. It is also recommended to avoid alcohol, fish oil, ginkgo and omegas before the treatment.

After:

During the first day after treatment with Estelux, try to keep the face relaxed by not making any highly expressive facial movements and avoiding any strenuous exercise. It is also important not to be exposed to extreme heat (e.g. sauna, solarium, etc.) as this may reduce the longevity of the results. Do not massage the affected area unless instructed to do so. Make-up can be reapplied immediately after the treatment.

Take care:

It is important to remember to avoid the following things immediately before/after the treatment: Advil, aspirin or other anti-inflammatory drugs, Alcohol, Fish oil, Omegas, Strenuous exercise, Extreme heat or cold.



Exclusive distributor in Azerbaijan
ESTELUX MMC

 [estelux_azerbaijan](https://www.instagram.com/estelux_azerbaijan)

 [Estelux Azerbaijan](https://www.facebook.com/Estelux Azerbaijan)

 info@estelux.az

 www.estelux.az

  +994 55 227 73 89